



## Prevención de Trombosis Venosa Profunda

En Cardinal Health tenemos la misión de **ayudar a prevenir y reducir la incidencia de Trombosis Venosa Profunda (TVP) y Embolia Pulmonar (EP)**, por ello contamos con un **Sistema de Compresión Neumática Intermitente y Medias Antiembólicas**.

- Kendall SCD™ 700 Compresor
- Medias T.E.D.™ Antiembólicas de Compresión Graduada

## Kendall SCD™ 700 Compresor

- Compresor neumático intermitente para prevención de la Trombosis Venosa Profunda en pacientes adultos postrados o con movilidad reducida.
- Sistema de Detección de Rellenado Vascular (DRV) que promueve ciclos de compresión personalizados en las extremidades inferiores.
- Diseño flexible y transportable, bajo nivel de ruido, facilidad de limpieza y pantalla LCD.
- Cuenta con la tecnología "Detección de paciente" (Patient Sensing™), que alerta a la enfermera si el paciente no está usando las fundas o si fueron retiradas.
- Proporciona una herramienta que permite medir el tiempo de uso para respaldar el cumplimiento real de la terapia y de esta forma apoyar las iniciativas de mejora de protocolos de calidad.
- Cuenta con 1 par de mangueras.



| Descripción                     | Código | Empaque |
|---------------------------------|--------|---------|
| Compresor SCD™ 700              | 29525- | 1 pza.  |
| Set de Mangueras para Reemplazo | 9528   | 1 par   |

### Consumibles de Kendall SCD™ 700

## Bota de Pie SCD™ Express

- Ayudan a proporcionar una compresión lenta del pie.
- Se recomienda utilizar en aquellos procedimientos en los cuales el paciente necesita mantener libre toda la extremidad.
- Confiere una compresión de 130 mmHg en el plexo plantar, para favorecer el retorno venoso.



| Descripción | Código | Talla   | Empaque           |
|-------------|--------|---------|-------------------|
| Bota de Pie | 5897   | Mediana | Caja con 10 pzas. |
|             | 5898   | Grande  |                   |

## Fundas Comfort y Express

Ayudan a mantener el flujo sanguíneo en las piernas mediante compresión secuencial, circunferencial y en gradiente.



Compresión que se distribuye en áreas determinadas con presiones prefijadas con un patrón de 45, 40 y 30 mmHg<sup>4</sup>.



Disponible en dos estilos al muslo y a la rodilla.



Uso en un solo paciente

### Fundas Comfort



Elaborado de **tela libre de látex**, que previene reacciones alérgicas.

### Fundas Express



Hecho de **poliéster con velcros** que aseguran las fundas permanezcan en su lugar.

| Descripción                 | Código                   | Talla   | Empaque                |
|-----------------------------|--------------------------|---------|------------------------|
| Fundas Comfort al Muslo     | <b>73011</b>             | Chica   | Caja con 5 pzas. (par) |
|                             | <b>73012</b>             | Mediana |                        |
|                             | <b>73013</b>             | Grande  | Caja con 3 pzas. (par) |
| Fundas Comfort a la Rodilla | <b>74021</b>             | Chica   | Caja con 5 pzas. (par) |
|                             | <b>73022<sup>a</sup></b> | Mediana |                        |
|                             | <b>73023<sup>b</sup></b> | Grande  |                        |
| Funda Express al muslo      | <b>9545<sup>c</sup></b>  | Chica   | Caja con 5 pzas. (par) |
|                             | <b>9530<sup>d</sup></b>  | Mediana |                        |
|                             | <b>9780<sup>e</sup></b>  | Grande  | Caja con 3 pzas. (par) |

4. Griffin, M., Kakkos, S. K., Geroulakos, G., & Nicolaides, A. N. (2007). Comparison of three intermittent pneumatic compression systems in patients with varicose veins: a hemodynamic study. International angiology : a journal of the International Union of Angiology, 26(2), 158-164.

a. Código para Argentina y Miami: 9529

b. Código para Argentina y Miami: 9789

c. Código únicamente para Argentina y Miami

d. Código únicamente para Argentina y Miami

e. Código únicamente para Argentina y Miami