

Medias T.E.D.™ Antiembólicas de compresión graduada

- Están indicadas para prevenir la Trombosis Venosa Profunda y Embolia Pulmonar en pacientes no ambulatorios.
- Aplican el patrón de presión graduada de 18 mmHg en el tobillo, 14 mmHg en la pantorrilla, 8 mmHg en la parte poplíteo, 10 mmHg en la parte inferior del muslo y 8 mmHg en la parte superior del muslo.
- Cuentan con un diseño anatómico, tramado circunferencial e independiente, sin costuras, con una ventana de inspección para monitoreo del paciente.
- Disponibles en dos modelos: medias al muslo y a la rodilla, con una amplia diversidad de tallas.

NOTA: Es importante medir el tamaño de la pierna del paciente para asegurar la correcta selección de talla y aplicar el patrón de compresión adecuada.



Descripción	Código	Circunferencia del muslo	Circunferencia de la pantorrilla	Longitud de pierna (Del talón al pliegue del glúteo)	Empaque
Media T.E.D.™ al Muslo	3071LF-	Menos de 63.5 cm	Chica	Corta (menos de 74 cm)	Caja con 6 pzas. (par)
	3222LF		(Menos de 30.5 cm)	Larga (más de 74 cm)	
	3310LF		Mediana	Corta (menos de 74 cm)	
	3549LF		(30.5 a 38 cm)	Larga (más de 74 cm)	
	3634LF		Grande	Corta (menos de 74 cm)	
	3856LF		(38 a 44.5 cm)	Larga (más de 74 cm)	
	3130LF		Chica	Regular	
	3416LF		Mediana	Regular	
	3728LF		Grande	Regular	

Descripción	Código	Circunferencia de la pantorrilla	Longitud de pierna (Del talón al pliegue de la rodilla)	Empaque
Media T.E.D.™ a la Rodilla	7604	Extra Grande (Menos de 44.5 a 51 cm)	Menos de 45 cm	Caja con 12 pzas. (par)