



Kangaroo™

Sondas de alimentación

ENFit con guía

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Sonda nasogástrica para alimentación enteral, fabricada en poliuretano radiopaco, con lastre, fiador y conector compatible con jeringa de alimentación oral y /o medicación. El lumen y la punta lastrada están recubiertas con polímero Hidromer™ para facilitar su deslizamiento. Llevan incorporado conexiones en color violeta y con sistema de seguridad ENFit.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Fabricada en Poliuretano (PUR) radiopaco
- ✓ Sonda con guía incluida
- ✓ Peso de acero inoxidable de grado médico
- ✓ Conexiones de seguridad ENFit
- ✓ Punta distal cerrada atraumática y redondeada con guía
- ✓ Marcas de profundidad en intervalos de 1 cm y múltiples orificios laterales
- ✓ Lumen y punta atraumática recubierta con polímero Hidromer™ para facilitar su deslizamiento
- ✓ Posibilidad de RM sin el peso metálico

Código	Medida Fr/Ch	OD (mm)	ID (mm)	Longitud (cm)	Peso (gm)	Fiador	Caja / Unid. Venta
8884710859E	8	2.9	2.1	109	7gm	Sí	10 udes /caja
8884710867E	8	2.9	2.1	109	5gm	Sí	10 udes /caja
8884710826E	8	2.9	2.1	140	7gm	Sí	10 udes /caja
8884711006E	10	3.4	2.4	109	7gm	Sí	10 udes /caja
8884711246E	12	4.0	2.8	109	7gm	No	10 udes /caja
8884711253E	12	4.0	2.8	109	7gm	Sí	10 udes /caja
8884721255E	12	4.0	2.8	140	5gm	Sí	10 udes /caja
8884720817E	8	2.9	2.1	91	3gm	No	10 udes /caja
8884720825E	8	2.9	2.1	91	3gm	Sí	10 udes /caja
8884720841E	8	2.9	2.1	109	3gm	No	10 udes /caja
8884720858E	8	2.9	2.1	109	3gm	Sí	10 udes /caja
8884721088E	10	3.4	2.4	109	5gm	Sí	10 udes /caja
8884721096E	10	3.4	2.4	109	5gm	No	10 udes /caja
8884721055E	10	3.4	2.4	140	5gm	Sí	10 udes /caja
8884721211E	12	4.0	2.8	91	5gm	No	10 udes/caja
8884721237E	12	4.0	2.8	109	5gm	No	10 udes /caja
8884721252E	12	4.0	2.8	109	5gm	Sí	10 udes /caja

Kangaroo™

Sondas de alimentación ENFIT con guía

FICHA TÉCNICA

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Libre de látex	Sí
Libre de DEHP	Sí
Tubo	Poliuretano (PUR)

Envase

Envase unitario estéril con etiquetado que incluye: denominación comercial, referencia del producto, número de lote, método de esterilización, fecha de fabricación y fecha de caducidad.

REQUISITOS DE ALMACENAJE

No utilizar si el envase está abierto o dañado.

CADUCIDAD

60 meses.

ELIMINACIÓN

Eliminar de acuerdo con la política local de eliminación para dispositivos médicos.

SITUACIÓN LEGAL

Marcado CE Clase IIa.

Solo para uso profesional sanitario.

Información importante: Antes de usar cualquier dispositivo médico, revise toda la información relevante del envase, incluida la etiqueta y/o las instrucciones de uso. CARDINAL HEALTH, el logotipo de Cardinal Health, ESSENTIAL TO CARE y KANGAROO son marcas comerciales de Cardinal Health y pueden estar registradas en los EE. UU. o en otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Producto conforme al Real Decreto 1591/2009. © 2022 Cardinal Health. Todos los derechos reservados. Lit. No 2GM22-1891958 (09/2022)

CE
0123

