





# IMPLANTES MAMARIOS

## MESMO<sup>®</sup> SublimeLine<sup>®</sup>

El implante MESMO<sup>®</sup> tiene una superficie finamente texturizada que es más lisa que el implante texturizado estándar. Los implantes con superficie MESMO<sup>®</sup> se clasifican como microtexturizados (situados en la parte inferior de la escala EN ISO 14607 : 2018) y ofrecen un perfil de episodios adversos muy favorable en cuanto al riesgo de desarrollar contractura capsular y BIA-ALCL. Los implantes MESMO<sup>®</sup> están rellenos del gel estable EasyFit Gel™. POLYTECH ofrece la superficie MESMO<sup>®</sup> en 4 diferentes bases y proyecciones, tal y como se muestra en el diagrama inferior.

MESMO <sup>®</sup>	Base	PROYECCIÓN			
		Baja L	Moderada M	Alta H	Extra alta X
<b>Même<sup>®</sup></b> Base redonda Proyección central			 15725	 15726	 15727
<b>Replicon<sup>®</sup></b> Base redonda Proyección anatómica			 15735	 15736	 15737
<b>Opticon<sup>®</sup></b> Base corta Proyección anatómica			 15745	 15746	 15747
<b>Optimam<sup>®</sup></b> Base oblonga Proyección anatómica				 15776	



## Même® MESMO®



Même® - Proyección moderada					MesmoMS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15725-105 <sup>1*</sup>	80	80	31	53	105
15725-120*	85	85	32	56	120
15725-145*	90	90	33	59	145
15725-165*	95	95	35	62	165
15725-195*	100	100	36	65	195
15725-220*	105	105	37	68	220
15725-255*	110	110	38	71	255
15725-285*	115	115	40	74	285
15725-300*	118	118	40	75	300
15725-320*	120	120	41	77	320
15725-360*	125	125	43	80	360
15725-400*	130	130	44	83	400
15725-445*	135	135	45	86	445
15725-495*	140	140	47	89	495
15725-545*	145	145	48	92	545
15725-600*	150	150	49	95	600
15725-660 <sup>1</sup>	155	155	51	98	660

Même® - Proyección alta					MesmoHS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15726-110 <sup>1</sup>	75	75	36	54	110
15726-125 <sup>1*</sup>	80	80	37	58	125
15726-155 <sup>1*</sup>	85	85	39	61	155
15726-180*	90	90	40	64	180
15726-210*	95	95	42	67	210
15726-235*	100	100	44	71	235
15726-255*	103	103	45	72	255
15726-275*	105	105	45	74	275
15726-295*	108	108	46	75	295
15726-315*	110	110	47	77	315
15726-335*	113	113	48	79	335
15726-360*	115	115	49	80	360
15726-400*	120	120	51	83	400
15726-450*	125	125	53	87	450
15726-505*	130	130	55	90	505
15726-560*	135	135	57	93	560
15726-620*	140	140	59	96	620
15726-690	145	145	61	100	690
15726-760 <sup>12*</sup>	150	150	62	103	760
15726-835 <sup>12</sup>	155	155	64	106	835

## Même® MESMO®

Même® - Proyección extra alta					MesmoXS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15727-105 <sup>1*</sup>	70	70	40	55	105
15727-125 <sup>1</sup>	75	75	43	59	125
15727-155 <sup>1*</sup>	80	80	45	62	155
15727-180 <sup>1*</sup>	85	85	47	66	180
15727-215 <sup>1*</sup>	90	90	49	69	215
15727-250*	95	95	51	73	250
15727-285*	100	100	53	77	285
15727-305	103	103	54	78	305
15727-330*	105	105	55	80	330
15727-355*	108	108	56	82	355
15727-380*	110	110	57	84	380
15727-430*	115	115	59	87	430
15727-485*	120	120	61	91	485
15727-545*	125	125	63	94	545
15727-610*	130	130	65	98	610
15727-675	135	135	67	101	675
15727-755 <sup>12*</sup>	140	140	69	105	755
15727-830 <sup>12*</sup>	145	145	71	108	830
15727-920 <sup>12*</sup>	150	150	73	112	920
15727-1010 <sup>12*</sup>	155	155	75	115	1010

### Même® - Medidores

\* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.

La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (\*)

Ej. N° de pedido 20725-220H



## Replicon® MESMO®



Replicon® - Proyección moderada					MesmoMS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15735-110 <sup>1</sup>	85	85	32	44	110
15735-125 <sup>1*</sup>	90	90	33	46	125
15735-150 <sup>1*</sup>	95	95	35	48	150
15735-170 <sup>1*</sup>	100	100	36	50	170
15735-195 <sup>*</sup>	105	105	37	52	195
15735-220 <sup>*</sup>	110	110	38	55	220
15735-255 <sup>*</sup>	115	115	40	57	255
15735-280 <sup>*</sup>	120	120	41	59	280
15735-320 <sup>*</sup>	125	125	43	61	320
15735-350 <sup>*</sup>	130	130	44	63	350
15735-390 <sup>*</sup>	135	135	45	66	390
15735-435 <sup>*</sup>	140	140	47	68	435
15735-480 <sup>*</sup>	145	145	48	70	480
15735-530 <sup>1*</sup>	150	150	49	72	530
15735-580 <sup>1*</sup>	155	155	51	74	580

Replicon® - Proyección alta					MesmoHS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15736-115 <sup>1*</sup>	80	80	37	47	115
15736-130 <sup>1*</sup>	85	85	39	49	130
15736-160 <sup>1*</sup>	90	90	40	52	160
15736-180 <sup>1*</sup>	95	95	42	54	180
15736-210 <sup>*</sup>	100	100	44	57	210
15736-240 <sup>*</sup>	105	105	45	59	240
15736-275 <sup>*</sup>	110	110	47	62	275
15736-315 <sup>*</sup>	115	115	49	64	315
15736-350 <sup>*</sup>	120	120	51	67	350
15736-395 <sup>*</sup>	125	125	53	69	395
15736-445 <sup>*</sup>	130	130	55	72	445
15736-495 <sup>*</sup>	135	135	57	74	495
15736-550 <sup>*</sup>	140	140	59	77	550
15736-605 <sup>*</sup>	145	145	61	79	605
15736-670 <sup>1*</sup>	150	150	62	82	670
15736-735 <sup>12</sup>	155	155	64	84	735

## Replicon® MESMO®

Replicon® - Proyección extra alta					MesmoXS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15737-130 <sup>1*</sup>	80	80	45	52	130
15737-160 <sup>1*</sup>	85	85	47	55	160
15737-185 <sup>1*</sup>	90	90	49	58	185
15737-220 <sup>1*</sup>	95	95	51	61	220
15737-255 <sup>*</sup>	100	100	53	63	255
15737-290 <sup>*</sup>	105	105	55	66	290
15737-330 <sup>*</sup>	110	110	57	69	330
15737-380 <sup>*</sup>	115	115	59	72	380
15737-425 <sup>*</sup>	120	120	61	75	425
15737-480 <sup>*</sup>	125	125	63	78	480
15737-535 <sup>*</sup>	130	130	65	80	535
15737-600 <sup>*</sup>	135	135	67	83	600
15737-665 <sup>1*</sup>	140	140	69	86	665
15737-730 <sup>2</sup>	145	145	71	89	730
15737-810 <sup>2</sup>	150	150	73	92	810
15737-890 <sup>2</sup>	155	155	75	95	890

### Replicon® - Medidores

\* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.  
**La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (\*)**  
 Ej. N° de pedido 20735-280H



## Opticon® MESMO®



Opticon® - Proyección moderada					MesmoMS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15745-125 <sup>1</sup>	95	80	35	45	125
15745-145 <sup>1*</sup>	100	84	36	47	145
15745-165 <sup>*</sup>	105	88	37	49	165
15745-185 <sup>*</sup>	110	92	38	51	185
15745-210 <sup>*</sup>	115	97	40	53	210
15745-235 <sup>*</sup>	120	101	41	55	235
15745-265 <sup>*</sup>	125	105	43	57	265
15745-295 <sup>*</sup>	130	109	44	59	295
15745-330 <sup>*</sup>	135	113	45	61	330
15745-365 <sup>*</sup>	140	118	47	63	365
15745-400 <sup>*</sup>	145	122	48	65	400
15745-445 <sup>1*</sup>	150	126	49	67	445
15745-490 <sup>1</sup>	155	130	51	69	490

Opticon® - Proyección alta					MesmoHS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15746-130 <sup>1*</sup>	90	76	40	49	130
15746-155 <sup>1*</sup>	95	80	42	51	155
15746-175 <sup>*</sup>	100	84	44	54	175
15746-205 <sup>*</sup>	105	88	45	56	205
15746-230 <sup>*</sup>	110	92	47	58	230
15746-265 <sup>*</sup>	115	97	49	61	265
15746-295 <sup>*</sup>	120	101	51	63	295
15746-335 <sup>*</sup>	125	105	53	65	335
15746-375 <sup>*</sup>	130	109	55	68	375
15746-420 <sup>*</sup>	135	113	57	70	420
15746-460 <sup>*</sup>	140	118	59	72	460
15746-510 <sup>*</sup>	145	122	61	75	510
15746-560 <sup>1*</sup>	150	126	62	77	560
15746-615 <sup>1</sup>	155	130	64	80	615

Opticon® - Proyección extra alta					MesmoXS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15747-160 <sup>1*</sup>	90	76	49	55	160
15747-185 <sup>1</sup>	95	80	51	58	185
15747-215 <sup>1*</sup>	100	84	53	61	215
15747-240 <sup>1*</sup>	105	88	55	63	240
15747-280 <sup>*</sup>	110	92	57	66	280
15747-320 <sup>*</sup>	115	97	59	69	320
15747-360 <sup>*</sup>	120	101	61	71	360
15747-400	125	105	63	74	400
15747-450 <sup>*</sup>	130	109	65	77	450
15747-500	135	113	67	79	500
15747-560 <sup>1*</sup>	140	118	69	82	560
15747-615 <sup>1*</sup>	145	122	71	85	615
15747-680 <sup>1*</sup>	150	126	73	87	680
15747-750 <sup>1*</sup>	155	130	75	90	750

### Opticon® - Medidores

\* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.

La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (\*)

Ej. N° de pedido 20745-235H

Optimam® - Proyección alta					MesmoHS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
15776-180 <sup>1*</sup>	90	104	40	54	180
15776-215 <sup>1</sup>	95	110	42	57	215
15776-250 <sup>*</sup>	100	116	44	60	250
15776-280 <sup>*</sup>	105	122	45	62	280
15776-320 <sup>*</sup>	110	128	47	65	320
15776-365 <sup>*</sup>	115	133	49	68	365
15776-415 <sup>*</sup>	120	139	51	70	415
15776-460 <sup>1*</sup>	125	145	53	73	460

### Optimam® - Medidores

\* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.

La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (\*)

Ej. N° de pedido 20775-260H

