

Expansores

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Todos los expansores con válvula remota se entregan incluyendo una válvula larga (diámetro interno aproximado del compartimiento 17 mm, diámetro externo aproximado 34 mm).

Todos los expansores con válvula integrada se entregan con un detector magnético. Detectores magnéticos adicionales se pueden obtener por separado (N° de pedido 20738-012).

Todas las válvulas integradas están equipadas con un imán permanente.

ADVERTENCIA: No deben implantarse expansores equipados con imanes integrados en pacientes con marcapasos ni pacientes que necesiten un examen de resonancia magnética durante el periodo de implantación



Expansores mamarios

Expansores mamarios SublimeLine® con válvula magnética integrada

Replicon® - POLYtxt®


N° de pedido	Dimensiones (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
40637-200	101	101	50	200
40637-300	116	116	56	300
40637-400	126	126	60	400
40637-500	136	136	64	500
40637-600	146	146	68	600
40637-700	151	151	70	700



Expansores mamarios SublimeLine® con válvula magnética integrada

Opticon® - POLYtxt®

N° de pedido	Dimensiones (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
40647-200	111	93	54	200
40647-300	126	106	60	300
40647-400	136	114	64	400
40647-500	146	123	68	500
40647-600	156	131	72	600
40647-700	161	135	74	700



Expansores mamarios SublimeLine® con válvula magnética integrada

Optimam® - POLYtxt®

N° de pedido	Dimensiones (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
40677-200 ¹	101	117	50	200
40677-300 ¹	111	129	54	300
40677-400 ¹	121	140	58	400
40677-500 ¹	131	152	62	500
40677-600 ¹	136	158	64	600
40677-700 ¹	146	169	68	700




Expansores de tejido

Expansores de tejido semilunares con válvula magnética integrada

POLYsmooth™


Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
50690-200 ⁱ	95	60	45	70	200
50690-300 ⁱ	110	70	60	85	300
50690-400 ⁱ	125	75	65	95	400
50690-700 ⁱ	150	90	75	115	700



Expansores de tejido semilunares con válvula remota

POLYsmooth™


Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
51690-200	95	60	45	70	200
51690-300	110	70	60	85	300
51690-400	125	75	65	95	400
51690-700	150	90	75	115	700



Expansores de tejido rectangulares con válvula magnética integrada

POLYsmooth™


Nº de pedido	Dimensiones (mm)			Volumen (ml)	
	A	B	C	Min.	Max.
50680-160 ⁱ	51	38	110	160	200
50680-200 ⁱ	50	70	60	200	220
50680-250 ⁱ	59	50	96	250	280
50680-320 ⁱ	62	47	141	320	400
50680-400 ⁱ	55	56	136	400	430
50680-500 ⁱ	69	51	158	500	540
50680-600 ⁱ	50	70	180	600	650
50680-700 ⁱ	50	50	280	700	720
50680-800 ⁱ	87	57	185	800	960



Expansores de tejido rectangulares con válvula remota

POLYsmooth™

Nº de pedido	Dimensiones (mm)			Volumen (ml)	
	A	B	C	Min.	Max.
51680-050 ⁱ	38	38	38	50	60
51680-100 ⁱ	46	53	60	100	130
51680-160	51	38	110	160	200
51680-200	50	70	60	200	220
51680-250	59	50	96	250	280
51680-320	62	47	141	320	400
51680-400	55	56	136	400	430
51680-500	69	51	158	500	540
51680-600	50	70	180	600	650
51680-700 ⁱ	50	50	280	700	720
51680-800 ⁱ	87	57	185	800	960



Expansores de tejido

Expansores de tejido redondos con válvula magnética integrada

POLYsmooth™

Nº de pedido	Dimensiones (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
50627-200 ⁱ	96	96	48	200
50627-300 ⁱ	111	111	54	300
50627-400 ⁱ	121	121	58	400
50627-500 ⁱ	131	131	62	500
50627-600 ⁱ	136	136	64	600



Expansores de tejido redondos con válvula remota

POLYsmooth™

Nº de pedido	Dimensiones (mm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
51627-200 ⁱ	96	96	48	200
51627-300 ⁱ	111	111	54	300
51627-400 ⁱ	121	121	58	400
51627-500 ⁱ	131	131	62	500
51627-600 ⁱ	136	136	64	600
51627-700 ⁱ	146	146	68	700
51627-800 ⁱ	151	151	70	800



Implantes de contorno corporal

Implantes testiculares

CE 0483

POLYsmooth™ - Liso

Embalado individualmente, estéril

Nº de pedido	Dimensiones (cm)		Volumen (ml)
	A	B	

Relleno con gel de silicona

Con aguja guía

10100-005	2.0	2.2	5
10100-012	2.6	3.3	12
10100-021	3.2	4.2	21
10100-027	3.3	4.8	27
10100-036	3.9	5.0	36



Relleno con elastómero de silicona suave

Con tapa reforzada

10101-005	2.0	2.2	5
10101-012	2.6	3.3	12
10101-021	3.2	4.2	21
10101-027	3.3	4.8	27
10101-036	3.9	5.0	36

