

IMPLANTES MAMARIOS MICROTHANE®

SublimeLine®

máximo control de forma

Microthane® es una superficie revestida con la espuma de micropoliuretano de grado médico de POLYTECH. Esta superficie ha demostrado sus excelentes propiedades durante décadas, como una extraordinaria adhesión al tejido y unos índices mínimos de rotación y de riesgo de desarrollar contractura capsular. Los implantes Microthane® están rellenos del gel estable EasyFit Gel™. POLYTECH ofrece esta superficie en 4 diferentes bases y proyecciones, tal y como se muestra en el diagrama inferior.

Microthane®	Base	PROYECCIÓN			
		Baja L	Moderada M	Alta H	Extra alta X
Même® Base redonda Proyección central			 30725	 30726	
Replicon® Base redonda Proyección anatómica			 30735	 30736	 30737
Opticon® Base corta Proyección anatómica				 30746	
Optimam® Base oblonga Proyección anatómica				 30776	



Implantes mamarios – Microthane®

Implantes mamarios – Microthane®

SublimeLine®

máximo control de forma

Microthane®

Microthane® es una superficie revestida con la espuma de micropoliuretano de grado médico de POLYTECH. Esta superficie ha demostrado sus excelentes propiedades durante décadas, como una extraordinaria adhesión al tejido y unos índices mínimos de rotación y de riesgo de desarrollar contractura capsular. Los implantes Microthane® están rellenos del gel estable EasyFit Gel™. POLYTECH ofrece esta superficie en 4 diferentes bases y proyecciones, tal y como se muestra en el diagrama inferior.

Microthane®	Base	PROYECCIÓN			
		Baja L	Moderada M	Alta H	Extra alta X
Même® Base redonda Proyección central			 30725	 30726	
Replicon® Base redonda Proyección anatómica			 30735	 30736	 30737
Opticon® Base corta Proyección anatómica				 30746	
Optimam® Base oblonga Proyección anatómica				 30776	



Même® Microthane®



Même® - Proyección moderada					MMS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30725-105 ^{1*}	83	83	33	57	105
30725-120 ^{1*}	88	88	34	60	120
30725-145 ^{1*}	93	93	35	63	145
30725-165 ^{1*}	98	98	37	66	165
30725-195 [*]	103	103	38	69	195
30725-220 [*]	108	108	39	72	220
30725-255 [*]	113	113	40	75	255
30725-285 [*]	118	118	42	78	285
30725-320 [*]	123	123	43	81	320
30725-360 [*]	128	128	45	84	360
30725-400 [*]	133	133	46	87	400
30725-445 [*]	138	138	47	90	445
30725-495 [*]	143	143	49	93	495
30725-545 ^{1*}	148	148	50	96	545

Même® - Proyección alta					MHS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30726-110 ¹	78	78	38	58	110
30726-125 ^{1*}	83	83	39	62	125
30726-155 ^{1*}	88	88	41	65	155
30726-180 [*]	93	93	42	68	180
30726-210 [*]	98	98	44	71	210
30726-235 [*]	103	103	46	75	235
30726-275 [*]	108	108	47	78	275
30726-315 [*]	113	113	49	81	315
30726-360 [*]	118	118	51	84	360
30726-400 [*]	123	123	53	87	400
30726-450 [*]	128	128	55	91	450
30726-505 [*]	133	133	57	94	505
30726-560 [*]	138	138	59	97	560
30726-620 [*]	143	143	61	100	620
30726-690 ¹	148	148	63	104	690
30726-760 ^{12*}	153	153	64	107	760
30726-835 ¹²	158	158	66	110	835

Même® - Medidores

* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.

La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (*)

Ej. N° de pedido 20725-255H

Replicon® Microthane®



Replicon® - Proyección moderada					MMS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30735-110 ¹	88	88	34	48	110
30735-125 ^{1*}	93	93	35	50	125
30735-150 [*]	98	98	37	52	150
30735-170 [*]	103	103	38	54	170
30735-195 [*]	108	108	39	56	195
30735-220 [*]	113	113	40	59	220
30735-255 [*]	118	118	42	61	255
30735-280 [*]	123	123	43	63	280
30735-320 [*]	128	128	45	65	320
30735-350 [*]	133	133	46	67	350
30735-390 [*]	138	138	47	70	390
30735-435 [*]	143	143	49	72	435
30735-480 [*]	148	148	50	74	480
30735-530 [*]	153	153	51	76	530

Replicon® - Proyección alta					MHS
Nº de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30736-115 ^{1*}	83	83	39	51	115
30736-130 ^{1*}	88	88	41	53	130
30736-160 ^{1*}	93	93	42	56	160
30736-180 [*]	98	98	44	58	180
30736-210 [*]	103	103	46	61	210
30736-240 [*]	108	108	47	63	240
30736-275 [*]	113	113	49	66	275
30736-315 [*]	118	118	51	68	315
30736-350 [*]	123	123	53	71	350
30736-395 [*]	128	128	55	73	395
30736-445 [*]	133	133	57	76	445
30736-495 [*]	138	138	59	78	495
30736-550 [*]	143	143	61	81	550
30736-605 [*]	148	148	63	83	605
30736-670 ^{1*}	153	153	64	86	670
30736-735 ¹²	158	158	66	88	735



Replicon[®] Microthane[®]



Replicon [®] - Proyección extra alta					MXS
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30737-130 ^{1*}	83	83	47	56	130
30737-160 ^{1*}	88	88	49	59	160
30737-185 ^{1*}	93	93	51	62	185
30737-220 [*]	98	98	53	65	220
30737-255 [*]	103	103	55	67	255
30737-290 [*]	108	108	57	70	290
30737-330 [*]	113	113	59	73	330
30737-380 [*]	118	118	61	76	380
30737-425 [*]	123	123	63	79	425
30737-480 [*]	128	128	65	82	480
30737-535 [*]	133	133	67	84	535
30737-600 [*]	138	138	69	87	600
30737-665 [*]	143	143	71	90	665
30737-730 ^{12*}	148	148	73	93	730
30737-810 ^{12*}	153	153	75	96	810
30737-890 ¹²	158	158	77	99	890

Replicon[®] - Medidores

* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.
La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (*)
Ej. N° de pedido 20735-220H

Opticon[®] Microthane[®]



Opticon [®] - Proyección alta					MHS
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30746-130 ^{1*}	93	79	42	53	130
30746-155 ^{1*}	98	83	44	55	155
30746-175 [*]	103	87	46	58	175
30746-205 [*]	108	91	47	60	205
30746-230 [*]	113	95	49	62	230
30746-265 [*]	118	100	51	65	265
30746-295 [*]	123	104	53	67	295
30746-335 [*]	128	108	55	69	335
30746-375 [*]	133	112	57	72	375
30746-420 [*]	138	116	59	74	420
30746-460 [*]	143	121	61	76	460
30746-510 [*]	148	125	63	79	510
30746-560 [*]	153	129	64	81	560
30746-615	158	133	66	84	615

Opticon[®] - Medidores

* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.
La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (*)
Ej. N° de pedido 20745-235H

Optimam[®] Microthane[®]



Optimam [®] - Proyección alta					MHS
N° de pedido	Dimensiones (mm)				Volumen (ml)
	A	B	C	D	
30776-180 ^{1*}	93	107	42	58	180
30776-215 ¹	98	113	44	61	215
30776-250 ^{1*}	103	119	46	64	250
30776-280 [*]	108	125	47	66	280
30776-320 [*]	113	131	49	69	320
30776-365 [*]	118	136	51	72	365
30776-415 [*]	123	142	53	74	415
30776-460 ^{1*}	128	148	55	77	460

Optimam[®] - Medidores

* Medidores lisos, rellenos de gel de silicona, estériles y reesterilizables.
La disponibilidad del medidor aplica para el implante marcado (*)
Ej. N° de pedido 20775-260H

